

SPRING THREAD®

Description Produit



« Spring Thread®, la beauté à la française »

Alternative ou complément des procédés chirurgicaux, le fil tenseur Spring Thread® utilisé seul ou en traitement combiné est la solution de référence pour que vos patients retrouvent un visage harmonieux sans éviction sociale.

Un effet push-up, un résultat bonne mine durable, en réponse à la demande des patients de rajeunir de manière insoupçonnable.

En effet, le vieillissement du visage et des tissus tient en 3 éléments :

- Modification de la structure cutanée
- Perte de volume des tissus
- Affaissement (Ptose)

Aujourd'hui, les fils tenseurs ont pris une place importante et méritée sur le marché de la «Soft Surgery», permettant des procédures rapides, efficaces et non traumatiques. Ils permettent de corriger l'affaissement des tissus et de les réorganiser sur le plan vertical. Ils sont ainsi considérés comme une alternative mini invasive au lifting chirurgical pour les ptoses légères à modérées.

Spring Thread® propose un fil tenseur de nouvelle génération : permanent, flexible et élastique pour le respect des tissus.

Et Concrètement, le fil tenseur Spring Thread®, c'est quoi ?

Il s'agit d'un fil à picots introduit dans le tissu adipeux sous-cutané afin de corriger son relâchement.

L'intervention est réalisée sous anesthésie locale, sans hospitalisation.

Spring Thread® est un produit composite constitué d'une matrice en silicone qui apporte flexibilité et élasticité et d'un cœur en polyester qui offre résistance et permet de contrôler l'élasticité (avec un maximum de 20%, similaire à la peau). Le polyester et la silicone sont des matériaux inertes et parfaitement bio compatibles utilisés depuis plus de 50 ans dans les implants chirurgicaux.

Spring Thread® est marqué CE et l'entreprise est certifiée par la norme ISO 13485.

Les fils Spring Thread® s'implantent dans le tissu adipeux sous-cutané. La procédure de pose est simple, elle s'effectue en 1h00 au cabinet sous anesthésie locale. Une visite de contrôle sous 8 jours permettra de vérifier l'accroche et de rectifier la pose si besoin en décrochant quelques picots. Au-delà de 8 jours, la fibrose s'installe et le processus de soutien des tissus est enclenché.

Caractéristique unique chez Spring Thread®, les nombreux picots arrondis sont non-agressifs et orientés dans les 4 directions de l'espace. Ils permettent une accroche à la fois efficace et non-traumatisante pour les tissus.

La flexibilité permet une meilleure assimilation du produit dans les tissus (par rapport à un fil plus rigide) Il n'y a pas de risque d'extrusion et le résultat est extrêmement naturel.

L'élasticité est fondamentale: elle permet au fil de suivre les mouvements musculaires, elle distribue la tension le long de toute la longueur du fil.

En conclusion, Spring Thread® est la solution esthétique par fil tenseur qui permet une fixation efficace, sans douleur, confortable à poser autant qu'à recevoir pour un résultat naturel et de longue durée (5 ans et +).